

Wie validiere ich Feedback?

The screenshot shows the 'Feedback-Validierung' screen for 'Test A' in the Teamware application. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Startseite', 'Evaluationen', 'Auswertung', 'Nach Tests', 'Datenpool', 'Vorlagen', 'Stammdaten', and 'Administration'. The main area displays a table of feedback entries with columns for 'Validiert', 'Zeitpunkt', 'Tester', 'Kategorie', and 'Bewert.'. The first row is highlighted with a red box, showing a feedback entry for 'Test Test' with a score of 7. The table also includes a 'Schlüsselwerte einblenden' button and a 'Feedback validieren' button at the top right.

Validiert	Zeitpunkt	Tester	Kategorie	Bewert.
<input checked="" type="checkbox"/>	19.09.2022 16:37	Test Test	Design Innen	7
<input type="checkbox"/>	19.09.2022 11:26	Test	Design Innen	6
<input type="checkbox"/>	08.09.2022 15:31	Another Test	Allgemein	7
<input type="checkbox"/>	08.09.2022 15:31	Test	Allgemein	8
<input type="checkbox"/>	08.09.2022 15:30	Test 2	Design Außen	7
<input type="checkbox"/>	08.09.2022 15:30	Test Test Test	Design Außen	10
<input type="checkbox"/>	08.09.2022 15:29	Test 1	Allgemein	6
<input type="checkbox"/>	04.08.2022 11:51	Test mit Sprache und Bild	Design Innen	7
<input type="checkbox"/>	14.07.2022 12:57	Lorem Ipsum	Design Innen	7
<input type="checkbox"/>	23.05.2022 11:45	xhvjjs	Design Innen	7

Durch validiertes Feedback wird zukünftigen Testern angezeigt, dass Sie diesen spezifischen Punkt nicht noch einmal melden müssen. Zuerst müssen Sie sich zu dem entsprechenden Menüpunkt navigieren. Dazu klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf Auswertung->Nach Tests und klicken unter der entsprechenden Evaluation auf den entsprechenden Test. Nun können Sie das gewünschte Testobjekt auswählen und dort auf die Kachel "Feedback" klicken. Nun gelangen Sie zu einer neuen Seite. Klicken Sie dort auf den Button "Feedback validieren" oben rechts. Nun gelangen Sie zu einer neuen Ansicht mit einer Liste aller Feedbacks zu den ausgewählten Testobjekten.

Um ein Feedback als validiert zu markieren, suchen Sie zunächst das entsprechende Feedback in der Liste. Sie können zum schnelleren Finden entweder die Suchzeile oben links oder den Filter daneben verwenden.

Haben Sie das richtige Feedback gefunden, können Sie in der Spalte Validiert einen Haken setzen. Soll das Feedback für weitere Testobjekte validiert werden, setzen Sie einfach in der Matrix ganz rechts unter die entsprechenden Testobjekte einen Haken. Das validierte Feedback wird in der App unter dem Reiter 'Validiertes Feedback' angezeigt.

Wenn Sie fertig sind, vergessen Sie nicht auf den Speichern-Button zu drücken.

